

HANDICAP



Contacteur sur flexible

Le **Contacteur sur flexible** dispose d'une surface d'activation de 3,5 cm sur un flexible de 60 ou 100 cm
Force d'activation : 100 g
Prise Jack 3,5mm sans voyant en NO ou NF
Prise DIN 7 broches avec voyant en NO ou NF



Jelly Bean Twist

Le **Jelly Bean** dispose d'une surface d'activation de 6,4 cm et est donc recommandé pour accéder aux personnes en situation de handicap qui peuvent accéder à une cible plus petite.
Vendu avec les 4 capuchons de chaque couleur pour être remplacés facilement par la couleur de son choix.
Force d'activation : 71 g
Prise Jack 3.5mm – NO ou NF



Big Red Twist

Le **Big Red Twist** est un bouton qui présente une large surface d'activation de 12,7cm, activée par pression (force d'activation 156g).
Ce bouton stable et sensible émet un retour sonore et tactile lorsqu'il est activé par l'utilisateur.
Livré avec capuchons de couleur rouge, bleu, jaune et vert.
Prise Jack 3.5mm – NO ou NF



Contacteur Micro Léger

Le **contacteur micro léger** est ultra sensible et nécessite une très faible pression d'activation (10g).

Prise Jack 3,5mm
Contact NO uniquement



Contacteur au souffle

Diamètre 8 mm, longueur 850 mm
Fonctionne en aspiration ou en expiration avec sensibilité réglable.

Prise Jack 3.5mm – NO ou NF



Contacteur pneumatique

Le **contacteur pneumatique** est composé d'un coussin, pratique pour déclencher un appel infirmière. Ce **contacteur** fonctionne sans batterie et sa sensibilité est réglable. Le coussin peut être placé sous différents membres du corps tels que la main, le coude, le genou, la tête, ...)

Prise Jack 3.5mm – NO ou NF



Adaptation vers système appel malade